



Contour[®] plus ONE[»]

Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Menggunakan **My Patterns** (Pola Saya) dengan aplikasi **CONTOUR™ DIABETES**




Sentiasa berunding dengan penyedia penjagaan kesihatan anda sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.




**Contour[®]
plus ONE[®]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Ciri **My Patterns** (Pola Saya) mengenal pasti pola dan trend khusus dalam bacaan glukosa darah dan memaklumkan anda tentang punca yang mungkin menyebabkannya.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah


Ciri **My Patterns** (Pola Saya) mengenal pasti pola dan trend khusus dalam bacaan glukosa darah dan memaklumkan anda tentang punca yang mungkin menyebabkannya.



Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

1. My Patterns


Pilih My Patterns dari Menu Utama



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

2. My Patterns


Skrin **My Patterns** akan menunjukkan pola yang anda minta untuk dimaklumkan mengenainya. Pola yang belum dibaca ditandakan dengan bulatan berwarna ungu.



Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

2. My Patterns


Tekan **More** untuk menukar pemilihan pola atau meninjau sejarah pola anda.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. **My Patterns**

Tekan **Pattern Selection** (Pemilihan Pola) untuk memilih pola mana untuk dimaklumkan.




**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3.

My Patterns


Tekan **Pattern Selection** (Pemilihan Pola) untuk memilih pola mana untuk dimaklumkan.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. My Patterns

Tekan **Pattern Selection** (Pemilihan Pola) untuk memilih pola mana untuk dimaklumkan.




**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

4. **My Patterns**


Sebarang pola yang telah dikesan akan disenaraikan dalam skrin **My Patterns**.

Skrin **My Patterns** akan menunjukkan pola yang anda minta untuk dimaklumkan mengenainya. Pola yang belum dibaca ditandakan dengan bulatan berwarna ungu.



4. My Patterns


Anda boleh melihat butiran pola dan mengetahui lebih lanjut tentang punca yang mungkin menyebabkannya.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

4. **My Patterns**


Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang apa yang mungkin menyebabkan pola ini dan memilih antara kemungkinan penyebabnya seperti makanan, obat atau aktivitas.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

4. **My Patterns**


Anda juga boleh menetapkan peringatan berkaitan dengan faktor yang mungkin menyebabkannya.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

5. **My Patterns**


Pada bila-bila masa, anda boleh kembali kepada pola dalam **Pattern History** (Sejarah Pola).



Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

5. My Patterns


Dalam **Pattern History** anda boleh menyemak pola yang dikesan pada masa lalu yang tidak lagi aktif.



Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

5. My Patterns

Dalam **Pattern History** anda boleh menyemak pola yang dikesan pada masa lalu yang tidak lagi aktif.



Contour[®]
plus **ONE**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Dapatkan nasihat dari pihak Profesional Penjagaan Kesihatan dan rujuk kepada panduan pengguna produk jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang meter pintar **CONTOUR®PLUS ONE** dan **aplikasi CONTOUR™ DIABETES**.

Untuk maklumat lanjut, dan untuk mengetahui sama ada produk ini boleh didapati di negara anda, kunjungi **diabetes.ascensia.com**



Data pesakit yang dipaparkan adalah sebagai gambaran sahaja.

Sentiasa berunding dengan penyedia perkhidmatan kesihatan anda sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.




Apple dan logo Apple ialah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc. Tanda perkataan dan logo Bluetooth ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc., dan sebarang penggunaan tanda sedemikian di dalam ini adalah di bawah lesen. Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care dan Contour ialah tanda dagangan dan/atau tanda dagangan berdaftar Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Tarikh penyediaan: Februari 2018 kod: G.DC. 10.2017.52578

Hak Cipta 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Hak cipta terpelihara.



**Contour
plus ONE**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

diabetes.ascensia.com

The logo for Contour Diabetes Solutions is centered on the page. It features the word "Contour" in a large, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "Contour" is the phrase "Diabetes Solutions" in a smaller, white, sans-serif font. The background is a dark blue gradient with a subtle orange glow at the bottom, suggesting a sunset or sunrise over a landscape.

Contour[®]

Diabetes Solutions